

گزارش:

- 1- Hyper-coherence مشاهده میشود.
- 2- IAF بالا در حالت چشم باز مشاهده میشود.
- 3- اختلال عملکرد در ناحیه Medial sensory و Right sensory-motor مشاهده میشود.
- 4- مارکهای بیقراری مشاهده میشود.
- 5- مارکهای اختلال در کارکردهای اجرایی مشاهده میشود.
- 6- مارکهای اختلال در آستانه تحریک پذیری مشاهده میشود.
- 7- مارکهای نشخوار فکری مشاهده میشود.

نتایج تشخیصی:

- 1- بیقراری، اختلال در کارکردهای اجرایی، اختلال در آستانه تحریک پذیری و نشخوار فکری
- 2- استفاده از TDCS و بیوفیدبک میتواند مفید باشد.